



SERVETELE PE BAZA DE ALCOOL PENTRU DEZINFECTIA RAPIDA A SUPRAFETELOR

Incidin™ Alcohol Wipe

SERVETELE GATA DE UTILIZARE PENTRU DEZINFECTIA EFICIENTA A DISPOZITIVELOR MEDICALE SI A SUPRAFETELOR GENERALE.

Absența reziduurilor active împreună cu spectrul larg de eficacitate și timpii reduși de contact fac ca Incidin Alcohol Wipe să fie ideal pentru utilizarea în domeniul medical, asigurând un nivel de dezinfectie și complianță corespunzător pentru restricționarea răspândirii agenților patogeni.

Incidin Alcohol Wipe oferă:

- Spectru larg de eficacitate, inclusiv Norovirus, și timp de contact redus.
- Eficacitate dovedită folosind lichidul extras din servetel (eficacitatea este testată pentru lichidul folosit pentru impregnarea servetelului).
- Material de înaltă calitate pentru o aplicare eficientă.
- Compatibilitate excelentă cu materialele, pe suprafețe rezistente la alcool.
- Fără coloranți și parfum



Incidin™ Alcohol Wipe

Servetele gata de utilizare pentru dezinfectia eficienta a dispozitivelor medicale si a suprafetelor generale.

BENEFICIILE UTILIZARII INCIDIN ALCOHOL WIPES

Spectru larg de eficacitatea, inclusiv Norovirus, si timpi de contact redusi:

Eficacitate sporita care permite utilizarea atat pentru rutina zilnică cat și in caz de epidemie. Timpii de contact redusi asigura o dezinfectie rapidă. Eficacitatea pe suprafete este demonstrata pentru lichidul folosit pentru impregnarea servetelului.

Ușor de utilizat: Șervetel impregnat cu solutie pe baza de alcool ideal pentru dezinfectia rapidă a suprafeței, nu necesita preparare, disponibil in mai multe forme de ambalare.

Compatibilitate excelenta cu materialele compatibilitate foarte buna cu suprafețele rezistente la alcool specifice institutiilor medicale.

SPECTRU DE EFICACITATE

EFICACITATEA SERVETELOR GATA DE UTILIZARE PE BAZA DE ALCOOL INCIDIN	TIMP DE CONTACT
Dezinfectia suprafețelor în conf. cu VAH 2015 (inclusiv conform EN 16615)	
cu actiune mecanica (bactericid, levuricid, tuberculocid) in conditii de curatenie si murdarie	5 min
Standarde Europene (condiții de curatenie și murdarie) - Biocid	
EN 16615 (bactericid, levuricid, tuberculocid)	1 min
EN 13272 (bactericid)	30 sec
EN 13624 (levuricid)	30 sec
EN 14348 (tuberculocid)	30 sec
EN 14476 (virusurile anvelopate)	30 sec
EN 14476 (spectru virucid limitat)	5 min
EN 14487 Adeno	5 min
EN 14476 Noro (MNV)	5 min
EN 14476 Vaccinia Virus (extensie HIV, HBV, HCV, Ebola)	30 sec
EN 14476 Rotavirus	30 sec
Eficacitate conform ghidurilor DVV/RKI - Dispozitiv Medical	
Eficient împotriva virusurilor anvelopate (inclusiv HIV, HBV, HCV), în conformitate cu recomandarea RKI 01/2004 *	30 sec
Plus* spectru virucid limitat	10 min
Adeno*	10 min
Noro*	10 min
Rota*	30 sec

* DVV 2015 (test de suspensie)

INFORMATII COMANDA

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	CODUL DE COMANDA
Incidin™ Alcohol Wipes	pachet 6 x 100 servetele	3093900
Incidin™ Alcohol Wipes	pachet 6 x 200 servetele	XXXXXX
Incidin™ Alcohol Wipes	cutie 6 x 90 servetele	XXXXXX
Incidin™ Alcohol Wipes	Rezerva 12 x 90 servetele	XXXXXX

DOMENIU DE UTILIZARE



Incidin™ Alcohol Wipe sunt servetele gata de utilizare, cu acțiune rapidă, pentru dezinfectia dispozitivelor medicale rezistente la alcool și a suprafețelor generale din domeniul medical.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Luați un singur servetel. Umectati întreaga suprafața asigurand contactul cu aceasta pe timpul de contact. Lasati să se usuce. Nu necesita clătire. Închideți capacul după utilizare. Utilizarea servetelilor dezinfectante nu înlocuiește curățarea periodică.

INGREDIENTE ACTIVE

100 g lichid conține: 35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat și uscat, la temperaturi sub 25 °C și fara contact direct cu razele solare. Evitați temperaturile extreme. Perioada de valabilitate după deschidere este de 2 luni.

UTILIZAȚI BIOCIDUL ȘI DISPOZITIVE MEDICALE ÎN SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ȘI INFORMAȚII PRIVIND PRODUSUL ÎNAINTE DE UTILIZARE.
DOAR PENTRU UTILIZATORI PROFESIONALI.

CENTRUL DE AFACERI IDEO

Sos Pacurari nr 138,
et2, Iasi, 700545,
Romania



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

