

CONFORMITATE CU STANDARDELE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Detergent si dezinfectant, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H_2O_2 ™)

Formula inovativa a Incidin OxyFoam & Incidin OxyWipe ofera beneficiile unei solutii patentate* pe baza de peroxid de hidrogen si a unui spectru larg de eficacitate.

Produsul are eficacitate impotriva unui spectru larg de bacterii si virusuri, fara a lasa reziduuri de substanta activa pe suprafata de actiune, datorita evaporarii foarte rapide.

Incidin OxyFoam & OxyWipe ofera:

- ▲ H_2O_2 ™ cu viteza mare de actiune
- ▲ Conformitate cu EN 16615
- ▲ Ingrediente active ce se descompun in apa si oxigen
- ▲ Compatibilitate excelenta cu materialele



Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Detergent si dezinfectant, gata de utilizare, pe baza de peroxid de hidrogen (Hi-speed H₂O₂™)



Bactericid
(EN 13727 / 16615)



Virucid impotriva
virusurilor anvelopate



Noro virucid

Caracteristici	Beneficii
EFICACE	Spectru larg de eficacitate Timpuri redusi de contact
SIGUR	Ingredientele active se descompun in apa si oxigen. Compatibilitate excelenta cu materialele.
CONVENABIL	Curata & dezinfecteaza intr-o singura etapa Compatibilitate excelenta cu materialele.

REZULTATE TESTE MICROBIOLOGICE SI VIRUSOLOICE

EFICACITATE (NEDILUAT)	OxyFoam TIMP CONTACT	OxyWipe TIMP CONTACT
Dezinfectia suprafetelor in conf. cu metoda VAH 2015 (incl. EN 16615), cond. murdare		
Bactericid, levuricid	5 min	15 min
Fungicid	15 min	15 min
Micobactericid	15 min	60 min
Testat conf. recomandarilor RKI 01/2004* (cond. murdare)		
Eficace impotriva virusurilor anvelopate in conf. cu recomandarile RKI 01/2004*	15 sec	30 sec
Adeno*	1 min	15 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Rota*	30 sec	30 sec
Standarde europene (conditii curate & murdare)		
EN 13727 (bactericid)	15 sec	1 min
EN 13624 (levuricid)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicid)	5 min	15 min
EN 14348 (tuberculocid, micobactericid)	5 min	30 min
EN 14476 Adeno	30 sec	1 min
EN 14476 Noro	15 min	60 min (cond.murdare)
Standarde europene (conditii murdare) - test pe 4 zone		
EN 16615 (bactericid)	15 sec	5 min
EN 16615 (levuricid)	15 sec	1 min
EN 16615 (fungicid)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberculocid, micobactericid)	15 min	60 min

* DVV 2008

INCIDIN OXYFOAM - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



- 1 Pulverizati pe suprafata de la aprox. 30 cm
- 2 Stergeti suprafata asigurandu-va ca este complet umezita
- 3 Lasati sa se usuce



- 1 Aplicati pe un servetel uscat
- 2 Stergeti suprafata asigurandu-va ca este complet umezita
- 3 Lasati sa se usuce

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

ECOLAB ROMANIA
Centrul de Afaceri IDEO,
Sos Pacurari, nr 138, Iasi
Romania
+40 (0) 232 22 22 10
www.ro.ecolab.com



**EFICACE.
SIGUR.
CONVENABIL.**

DOMENIUL DE UTILIZARE

Incidin OxyFoam: Produs spuma pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor si obiectelor de inventar din domeniul medical (incl. sonde)



Incidin OxyWipe: Servetele pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor si obiectelor de inventar din domeniul medical (incl. sonde)



© BIOZID N-12164

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Incidin OxyFoam: Pulverizati suprafata de la aprox. 30 cm sau aplicati direct pe un servetel curat. Stergeti suprafata asigurandu-va ca aceasta este complet acoperita pe durata timpului de contact. Sau puteti utiliza produsul nediluat pe un servetel curat, stergeti suprafata si lasati sa se usuce.

Incidin OxyWipe: Luati un servetel din pachet. Umeziti foarte bine suprafata asigurandu-va ca aceasta ramane umeda pe durata timpului de contact. Lasati sa se usuce fara a clati. Asigurati-va ca toata suprafata a fost acoperita. Inchideti capacul pachetului dupa utilizare.

A nu se utiliza pentru dezinfectia terminala a dispozitivelor medicale invazive. Nu utilizati pe suprafetele sensibile la agenti oxidanti, cum ar fi: marmura, cupru sau alama.

INGREDIENTE

100g produs contine urmatoarele substante active:

Incidin OxyFoam: 1.5g peroxid de hidrogen

Incidin OxyWipe: 1.0g peroxid de hidrogen.

AMBALARE SI INFORMATII DESPRE COMANDA

PRODUS	AMBALARE	COD COMANDA
Incidin OxyFoam	6 x 750ml	3082950
Incidin OxyWipe	6 x 100 wipes	3082360

DEPOZITARE

Produsele se depoziteaza in ambalaj original la temperaturi sub 25°C, intr-un loc ventilat, uscat si fara a fi expuse direct la razele solare.

Valabilitate produs dupa deschidere:

Incidin OxyFoam: Data de expirare

Incidin OxyWipe: 1 luna

Referinte:

1. Incidin OxyFoam (EN 13727 / EN 16615 / EN 14476)

UTILIZATI BIOCELE IN SIAGRANTA. CITITI INTOTDEAUNA DESCRIEREA SI INFORMATIILE DESPRE PRODUS INAINTE DE FOLOSIRE. DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.

